

녹 의: 제19 - 110호

2019년 07월 25일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과

 제 목: **검사정보 변경 안내**

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 재단에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니 진료 및 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 검사정보 변경

검사명	변경 전	변경 후	비고
비유전성 고형암 유전자 패널 I 검사 (GC Labs 코드: N300)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Unstain slide 10μm 두께 6장 & H&E slide 1장 · 보관: 실온 · 검사일/소요일: 월-금/21일 · 검사방법: 차세대염기서열분석법(NGS) - Hybridization with oligonucleotide probes · 주의사항: Slide에 병변 부위 표시 	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Unstain slide 10μm 두께 4장 & H&E slide 1장, Tissue (생검조직) & H&E slide 1장 · 보관: Unstain slide-실온, Tissue (생검조직)-냉동 · 검사일/소요일: 월-금/14일 · 검사방법: 차세대염기서열분석법(NGS) - Amplicon-based assay · 주의사항: 하단 참조 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: 시약 및 장비변경으로 인한 검사정보 변경 · 적용일: 08월 01일 접수분

[주의사항]

- ① Unstain slide: 직경 1.0cm 이상, slide 한 장에 2절편(8 pieces)
- ② Tissue (생검조직): 0.3cm x 0.3cm (2 pieces)
- ③ Needle biopsy: Unstain slide의 경우 10 μ m 두께 10장(20 pieces) & H&E slide 1장
- ④ Slide에 병변부위 표시
- ⑤ Tumor proportion 30% 이상의 경우 의뢰 가능

2. 검사재개

검사명	사유	적용일
Specific IgE Hx2 (Mix house dust) (GC Labs 코드: I056)	시약 공급 정상화로 검사 재개	07월 24일 접수분 (기접수분부터 적용)

3. 수탁중지

검사명	중지사유	적용일
P53 exon 4(LOH) (GC Labs 코드: Z693)	검사 건수 감소로 인한 수탁중지	즉시 적용 (07월 26일 접수분)

의료법인 녹십자의료재단

[직인 생략]