



녹 의: 제26 - 206호

2026년 07월 15일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과

제 목: 신규검사 및 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 재단에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니
진료 및 업무에 참조하시기 바랍니다.

3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 신규검사

검사항목	검사정보	수가 및 비교
Anti GAD Ab [CIA] (GC Labs 코드: F695)	· 검체: - Serum 0.5 mL - EDTA plasma 0.5 mL · 보관: 냉장 · 검사방법: CIA · 참고치(단위: IU/mL): Negative: < 10.00 · 검사일/소요일: 월,목/1일	· 보험정보: 누803/D803000HZ (479.73점) · 검사수가: 45,860원 · 임상적의의: 췌장 베타세포에 대한 자가면역 여부를 확인하여 당뇨병의 원인 감별에 도움을 주는 검사이다. 【적용일: 08월 03일 접수분】
Mycophenolic acid 2분획 [LC-MS/MS] (GC Labs 코드: F269 - 세부코드: F270, F271)	· 검체: EDTA plasma 1.0 mL · 보관: 냉장 · 검사방법: LC-MS/MS · 참고치(단위: µg/mL): MPA: 1.0~3.5 MPA-G: 35.0~100.0 · 검사일/소요일: 월,수,금/1일 · 세부항목(GC Labs 코드): - Mycophenolic acid (MPA) (F270) - MPA glucuronide (MPA-G) (F271)	· 보험정보: 누532다(4)/D534955KZ (621.88점) · 검사수가: 59,450원 · 임상적의의: MPA 및 MPA-G 농도평가를 통해 장기이식 환자의 면역억제제 약물치료를 모니터링한다. · 주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 저알부민혈증 환자의 경우 free fraction 증가 가능 ③ 동반 투여 약물(cyclosporine 등)에 의해 농도 변화 가능 【적용일: 08월 01일 접수분】

검사항목	검사정보	수가 및 비고
PD-L1 22C3 Concentrate (GC Labs 코드: P045)	· 검체: - 각각 파라핀 block & H&E slide - 각각 Unstained slide & H&E slide · 보관: 실온, 차광 · 검사방법: Immunohistochemical stain · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-금/5일 · 주의사항: ① Tissue 의뢰 시 10% buffer 포르말린 즉시 고정 ② 병리진단지(H&E 판독지) 첨부 · 의뢰서: 조직병리의뢰서	· 보험정보: 나567가/C567300FZ (670.51점) · 검사수가: 64,100원 · 임상적의의: 간담도암(담도/담낭암), 두경부암(침샘암, 비인두암), 난소암종에서 PD-L1 발현을 평가하여 Keytruda (pembrolizumab) 치료 대상 환자 선별에 참고하기 위한 면역조직화학검사이다. 【적용일: 08월 01일 접수분】
VENTANA PD-L1 (SP142) 동반진단검사 (GC Labs 코드: P831)	· 검체: - 각각 파라핀 block & H&E slide - 각각 Unstained slide & H&E slide · 보관: 실온, 차광 · 검사방법: Immunohistochemical stain · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-금/5일 · 주의사항: ① Tissue 의뢰 시 10% buffer 포르말린 즉시 고정 ② 병리진단지(H&E 판독지) 첨부 · 의뢰서: 조직병리의뢰서	· 보험정보: 나567나/C567401FZ (825.56점) · 검사수가: 78,920원 · 임상적의의: 비소세포폐암(NSCLC), 삼중음성유방암에서 Tecentriq (atezolizumab) 치료 대상 환자를 선별하기 위한 동반진단검사이다. 【적용일: 08월 01일 접수분】
VENTANA PD-L1 (SP142) 동반보조진단검사 (GC Labs 코드: N606)	· 검체: - 각각 파라핀 block & H&E slide - 각각 Unstained slide & H&E slide · 보관: 실온, 차광 · 검사방법: Immunohistochemical stain · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-금/5일 · 주의사항: ① Tissue 의뢰 시 10% buffer 포르말린 즉시 고정 ② 병리진단지(H&E 판독지) 첨부 · 의뢰서: 조직병리의뢰서	· 보험정보: 나567가/C567300FZ (670.51점) · 검사수가: 64,100원 · 임상적의의: 요로상피세포암에서 Tecentriq (atezolizumab) 치료반응 예측 및 치료 결정을 위한 동반보조진단검사이다. 【적용일: 08월 01일 접수분】

2. 검사정보 변경

검사항목	사유/적용일	변경 전	변경 후
Free testosterone [CIA] (GC Labs 코드: P767)	· 검사정보 변경 (시약 세대 변경) · 적용일: 07월 27일 접수분	· 검체: Serum 1.0 mL · 보관: 냉동 · 참고치(단위: pg/mL): M: 15.00~50.00 F: 0.01~4.19	· 검체: - Serum 1.0 mL - EDTA plasma 1.0 mL · 보관: 냉장 · 참고치(단위: pg/mL): M: 18-39Y: 12.30~46.60 40-59Y: 9.57~40.60 ≥ 60Y: 7.72~31.40 F: 18-39Y: < 5.45 ≥ 40Y: < 4.43
혈액점도검사 [스캐닝 모세관법] (GC Labs 코드: L526)	· 참고치 재설정 · 적용일: 08월 03일 접수분	· 참고치(단위: cP): - 수축기 혈액점도(300/s): M: 3.66~5.41 F: 3.27~4.32 - 이완기 혈액점도(1/s): M: 23.15~36.45 F: 18.20~27.36	· 참고치(단위: cP): - 수축기 혈액점도(300/s): M: 4.16~5.60 F: 3.64~5.05 - 이완기 혈액점도(1/s): M: 25.97~39.26 F: 20.14~35.08

검사항목	사유/적용일	변경 전	변경 후
Paraneoplastic auto Ab (GC Labs 코드: E414)	· 양성 결과보고 변경 · 적용일: 08월 03일 접수분	· 결과보고: Positive	· 결과보고: Positive + Positive ++ Positive +++
혈액 투석액 적정성 평가(미세물질) (GC Labs 코드: X043)	· 검체 표기 명확화 · 적용일: 08월 01일 접수분	· 검사명: 혈액 투석액 적정성 평가 (미세물질) · 검체: 전용용기 투석액 100.0 mL	· 검사명: 혈액 투석용수 적정성 평가 (미세물질) · 검체: 전용용기 투석용수 100.0 mL
VDRL [CSF] (GC Labs 코드: F208)	· 재위탁기관에서 검사정보 변경 · 적용일: 08월 01일 접수분	· 검사명: VDRL [CSF] · 주의사항: ① 용혈, 지방성 검체 부적합 ② 생년월일, 성별 기재	· 검사명: Syphilis VDRL screen · 주의사항: ① 양성 결과 시 추가 검사* 시행 ② 용혈, 지방성 검체 부적합 ③ 생년월일, 성별 기재

[양성 결과 시 추가 검사* 안내]

- 검사명: Syphilis VDRL titer (GC Labs 코드: F694)
 - 검체: CSF 1.0 mL
 - 보관: 냉장
 - 검사방법: Slide micro-flocculation
- 참고치(단위: titer): < 1:1
 - 보험정보: 국외검사
 - 검사수가: 55,650원
 - 주의사항: Syphilis VDRL screen 양성 결과 시 의뢰

의료법인 녹십자의료재단
[직인 생략]