



녹 의: 제20 - 031호

2020년 02월 18일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 재단에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니 진료 및 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 검사정보 변경

검사명	변경사유	변경 전	변경 후
ADH (GC Labs 코드: E418)	검사 재개 (국외 재위탁)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: EDTA plasma 1.0 mL · 검사일/소요일: 월,수/3일 · 참고치(단위: pg/mL): ≤ 6.70 · 보험정보: 누340/D1340007 (114.57점) · 검사수가: 9,830원 · 주의사항: 채취 후 즉시 냉동 보관 	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: EDTA plasma 2.0 mL · 검사일/소요일: 월,목/21일 · 참고치(단위: pg/mL): ≤ 2.8 · 보험정보: - · 검사수가: 31,000원 · 주의사항: ① 채취 후 즉시 냉동 보관 ② 용혈 검체 부적합 <p>【적용일: 즉시 적용(02월 19일 접수분)】</p>
Mycobacteria 신속동정검사 (GC Labs 코드: M522)	검체 추가로 인한 검사정보 변경	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: 균주 · 보관: 실온 · 주의사항: ① 균주만 검사 가능 ② 균주가 아닌 경우 MOTT identification 의뢰 요망 	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: 균주, Sputum, Bronchial washing, Fluid (other) · 보관: - 균주: 실온 - Sputum, Bronchial washing, Fluid (other): 냉장 · 주의사항: - <p>【적용일: 03월 02일 접수분】</p>

검사명	변경사유	변경 전	변경 후
TNF-α (high sensitive) (GC Labs 코드: E457)	재위탁기관에서 참고치 변경	· 참고치(단위: pg/mL): < 1.1	· 참고치(단위: pg/mL): 참고치 미설정 【적용일: 즉시 적용(02월 19일 접수분)】
IgA kappa heavy-light quantitative test (GC Labs 코드: L015)	재위탁기관에서 참고치 변경 (장비 및 시약 변경)	· 참고치(단위: g/L): 0.57~2.08	· 참고치(단위: g/L): 0.588~2.984 【적용일: 02월 11일 접수분】 (기접수분부터 적용)
IgA lambda heavy-light quantitative test (GC Labs 코드: L016)		· 참고치(단위: g/L): 0.44~2.04	· 참고치(단위: g/L): 0.432~2.035 κ/λ ratio: 0.911~2.416 【적용일: 02월 11일 접수분】 (기접수분부터 적용)
IgG kappa heavy-light quantitative test (GC Labs 코드: L018)		· 참고치(단위: g/L): 3.84~12.07	· 참고치(단위: g/L): 4.03~9.78 【적용일: 02월 11일 접수분】 (기접수분부터 적용)
IgG lambda heavy-light quantitative test (GC Labs 코드: L019)		· 참고치(단위: g/L): 1.91~6.74	· 참고치(단위: g/L): 1.97~5.71 κ/λ ratio: 0.98~2.75 【적용일: 02월 11일 접수분】 (기접수분부터 적용)

의료법인 녹십자의료재단

[직인 생략]