



녹 의: 제20 - 196호
수 신: 병(의)원장
참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과
제 목: 신규검사 및 검사정보 변경 안내

2020년 09월 10일

1. 위원회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 재단에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니 진료 및 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 변경에 따른 위원회의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 신규검사

검사명	검사정보	수가 및 비교
비유전성 고형암 유전자 패널II검사 (TMB/MSI, RNA 포함) (GC Labs 코드: P615)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체(각각): <ul style="list-style-type: none"> - Unstained slide 4장(직경 1.0 cm 이상, 10 μm 두께, 한 장에 절편 2개) & H&E slide 1장 - Needle biopsy unstained slide 10장 (10 μm 두께, 한 장에 절편 2개) & H&E slide 1장 - Tissue (생검조직, 0.3 cm x 0.3 cm, 절편 2개) & H&E slide 1장 · 보관: Unstained slide-실온, Tissue (생검조직)-냉동 · 검사방법: 차세대염기서열분석법 (next generation sequencing, NGS) · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-금/14일 	<ul style="list-style-type: none"> · 보험정보: <ul style="list-style-type: none"> - RNA 포함: 나598-1나/CB00401F (17053.35점) - RNA 미포함: 나598-1나/CB00400F (15678.08점) · 검사수가: <ul style="list-style-type: none"> - RNA 포함: 1,463,180원 - RNA 미포함: 1,345,180원 · 임상적 의의: 악성 고형암의 치료 및 치료방침 결정을 위한 검사이다. · 필수서류: 분자유전학 검사의뢰서 G 암, 유전자검사 동의서 · 주의사항: <ul style="list-style-type: none"> ① 슬라이드에 병변 부위 표시 ② Tumor proportion 표기 (30% 이상의 경우 의뢰 가능) <p>【적용일: 09월 21일 접수분】</p>
비유전성 고형암 유전자 패널II검사 (TMB/MSI, RNA 미포함) (GC Labs 코드: P614)		

검사명	검사정보 및 수가	비고
Specific IgG4 G5 (perennial rye) (GC Labs 코드: P604)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: 각각 Serum 0.5 mL · 보관: 냉장 · 검사방법: FEIA (fluorescence enzyme immunoassay) 	<ul style="list-style-type: none"> · 임상적 의의: 특이 IgG4를 정량측정하여 알레르기질환의 진단 및 치료에 도움을 주는 검사이다. - Perennial ryegrass: 호밀풀 - Timothy: 큰조아재비 【적용일: 10월 05일 접수분】
Specific IgG4 G6 (timothy) (GC Labs 코드: P605)	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치(단위: mg/L): 참고치 미설정 · 검사일/소요일: 월,목/1일 · 보험정보: 누744/D7440023 (182.96점) · 검사수가: 각각 15,700원 	

2. 검사정보 변경

검사명	변경사유	변경 전	변경 후
HSV type I IgG (S) (GC Labs 코드: S589)	자체 검사 전환	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: HSV type I IgG (S) · 검체: Serum 1.0 mL, CSF 1.0 mL · 참고치(단위: Index): [Serum] Negative: < 0.90 Equivocal: 0.90~1.09 Positive: ≥ 1.10 [CSF] Not established · 검사일/소요일: 월-금/5일 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: HSV type I IgG · 검체: Serum 1.0 mL · 참고치(단위: U/mL): Negative: < 20.0 Borderline: 20.0~25.0 Positive: > 25.0 · 검사일/소요일: 월,수,금/1일 【적용일: 10월 05일 접수분】
HSV type I IgM (GC Labs 코드: B150)		<ul style="list-style-type: none"> · 참고치(단위: U/mL): Negative: < 20 Borderline: 20~25 Positive: > 25 · 검사일/소요일: 월-금/5일 	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치(단위: U/mL): Negative: < 20.0 Borderline: 20.0~25.0 Positive: > 25.0 · 검사일/소요일: 월,수,금/1일 【적용일: 10월 05일 접수분】
HSV type II IgG (S) (GC Labs 코드: S590)	자체 검사 전환	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: HSV type II IgG (S) · 검체: Serum 1.0 mL, CSF 1.0 mL · 참고치(단위: Index): [Serum] Negative: < 0.90 Equivocal: 0.90~1.09 Positive: ≥ 1.10 [CSF] Not established · 검사일/소요일: 월-금/5일 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: HSV type II IgG · 검체: Serum 1.0 mL · 참고치(단위: U/mL): Negative: < 20.0 Borderline: 20.0~25.0 Positive: > 25.0 · 검사일/소요일: 월,수,금/1일 【적용일: 10월 05일 접수분】
HSV type II IgM (GC Labs 코드: B149)		<ul style="list-style-type: none"> · 참고치(단위: U/mL): Negative: < 20 Borderline: 20~25 Positive: > 25 · 검사일/소요일: 월-금/5일 	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치(단위: U/mL): Negative: < 20.0 Borderline: 20.0~25.0 Positive: > 25.0 · 검사일/소요일: 월,수,금/1일 【적용일: 10월 05일 접수분】

검사명	변경사유	변경 전	변경 후
Vit.B2 (riboflavin) (GC Labs 코드: C614)	자체 검사 전환	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Vit.B2 (riboflavin) · 검체: EDTA whole blood 3.0 mL · 참고치(단위: µg/L): 137.0~370.0 · 검사일/소요일: 월-금/10일 · 보관: 냉동, 차광 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Vitamin B2 (riboflavin) [HPLC] · 검체: EDTA whole blood 2.0 mL · 참고치(단위: µg/L): 137.0~370.0 * 일반결과지 → 별지결과지 (FAD, FMN, Riboflavin 보고) · 검사일/소요일: 목/2일 · 보관: 냉동, 차광 · 주의사항: ① 차광 요망 ② 채취 즉시 냉동 보관 <p>【적용일: 10월 05일 접수분】</p>

3. 수탁중지

검사명	중지사유	적용일
Amylase creatinine clearance (GC Labs 코드: C605)	검사 건수 감소로 인한 수탁중지	09월 14일 접수분
Anti pituitary Ab 1 (GC Labs 코드: S486)	재위탁기관(시약 공급 중단)에서 수탁중지	09월 18일 접수분
CK (other) (GC Labs 코드: C483)	검사 건수 감소로 인한 수탁중지 ※ 대체검사: CK (creatine kinase, CPK) (GC Labs 코드: C108)	09월 14일 접수분

※ CK (creatine kinase, CPK) (GC Labs 코드: C108)

- 검체: Serum 0.5 mL,
EDTA plasma 0.5 mL,
Heparin plasma 0.5 mL
- 보관: 냉장
- 검사방법: UVS (UV spectrophotometry)
- 참고치(단위: U/L): M: < 190
F: < 170
- 검사일/소요일: 월-토/1일(야간검사)
- 보험정보: 누251가/D2510013 (30.77점)
- 검사수가: 2,640원
- 주의사항: 용혈 검체 부적합

의료법인 녹십자의료재단
[직인 생략]